



GRIP-ET Συσκευή Συγκράτησης Ενδοτραχειακού Σωλήνα

€11.05

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Αφότου ο διασώστης τοποθετήσει τον ενδοτραχειακό σωλήνα και ελέγξει αν έχουν γίνει όλα σωστά, το Grip-ET είναι η συσκευή η οποία θα εξασφαλίσει ότι το σωλήνας θα παραμείνει στη θέση του.

Χαρακτηριστικά:

- Δουλεύει με ενδοτραχειακούς σωλήνες μεγέθους από 4,5mm έως 10mm
- Ταιριάζει με τις περισσότερες λαρυγγικές μάσκες
- Το πατενταρισμένο κλιπ ολισθαίνει στη θέση του έτσι ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του ενδοτραχειακού σωλήνα, ασφαλίζοντας εύκολα και γρήγορα.
- Η βάση, η οποία ανοίγει διάπλατα, κρατά το στόμα ανοιχτό έτσι ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με την στοματική κοιλότητα αλλά και να προσφέρει τη δυνατότητα αναρρόφησης αν χρειαστεί.
- Η περιστρεφόμενη κλειδαριά είναι εκεί για να συγκρατεί το κλιπ ολίσθησης προσθέτοντας του περισσότερη ασφάλεια.
- Οι ιμάντες Velcro τυλίγονται γύρο από το κεφάλι για γρήγορη και εύκολη συγκράτηση.

Η Αμερικάνικη Ένωση Καρδιολογίας προτείνει ότι μετά από μια επιτυχή τραχειακή διασωλήνωση ενός ενήλικου θύματος, προτείνεται να εφαρμόζεται μια συσκευή συγκράτησης τραχειακού σωλήνα έτσι ώστε να αποτραπεί η πιθανή μετακίνηση του σωλήνα, ειδικά για τους ασθενείς οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να μεταφερθούν κατά την διάρκεια της διασωλήνωσης. Διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται με ταινίες και κλωστές θα πρέπει να μην υιοθετούνται διότι δεν προσφέρουν σιγουριά και ασφάλεια.